

HOSPITAL NAZARETH
CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA
CARRERA 9 N° 1 - 90 BARRIO LA PLAZUELA
QUINCHIA RISARALDA

Asunto: Entrega de Elementos de Protección Personal

Respetado(a) señor(a) CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA:

Ante la situación extraordinaria de impacto mundial por la pandemia del Covid-19, en **Colmena Seguros** queremos ratificar nuestro compromiso de continuar acompañando a nuestros clientes y a la comunidad como lo hemos hecho a lo largo de nuestros 25 años de historia.

Por ello, la compañía ha fortalecido su Modelo de Atención en Prevención acorde a las necesidades de nuestros clientes asegurando el acompañamiento efectivo en la gestión integral de riesgos contribuyendo así con la salud y seguridad en el trabajo.

En el marco de las disposiciones expedidas por la declaratoria de la emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, Colmena Seguros ha decidido concertar las actividades a las que hace alusión el artículo 5 del Decreto 488 de 2020, específicamente frente a la entrega de elementos de protección personal, en los términos solicitados por la Circular 029 del 3 de abril de 2020 y el inciso segundo del artículo 5 del Decreto 676 del 19 de mayo de 2020.

Tal como disponen las normas legales vigentes, la responsabilidad en la entrega de elementos de protección personal es de los empleadores y/o contratantes, de manera que el apoyo brindado por las aseguradoras en riesgos laborales no reemplaza tales obligaciones en la entrega de estos insumos y la capacitación frente al adecuado uso, manipulación y desecho de estos.

Producto de la concertación llevada a cabo el pasado 6/25/2020 Fecha de firma del acuerdo donde en conjunto se definieron los elementos de protección personal, así como las cantidades, procedemos con la entrega de:

ELEMENTO	CANTIDAD EN UNIDADES
BATA	10
CARETA	10
GUANTES	3300
MASCARILLAS QX	100
RESPIRADORES N95	20

Adicional a los elementos de protección personal entregados, lo invitamos a que consulte el sitio web www.colmenaseguros.com, donde se encuentra disponible nuestro boletín semanal de herramientas de prevención frente a la emergencia, un espacio virtual que suministra productos de y servicios especializados, cursos virtuales y campañas educativas dirigidos a la prevención del contagio por COVID19.

Cada uno de estos elementos de protección están acompañados de las fichas técnicas por elemento de protección personal los cuales cumplen con los requerimientos y normas de bioseguridad correspondientes, que podrán ser consultadas por tipo de elemento en nuestro sitio web <https://www.colmenaseguros.com/ar/Paginas/elementos-de-proteccion-personal.aspx>

Estamos seguros de que actuando mancomunadamente lograremos controlar el contagio del virus y proteger a nuestros trabajadores que, por el ejercicio de sus funciones, se encuentren expuestos al mismo, con un enfoque particular en los que, como los del sector salud, están en la primera línea de defensa y ejercen día a día su actividad al servicio del país. Cuentan para ello con Colmena Seguros como un aliado en la gestión de riesgos en este proceso y seguiremos poniendo a su disposición nuestra experiencia para lograr el propósito conjunto.



APPROVAL LABEL



NITTA CORP. MANUFACTURING COMPANY
AUTOPISTA MEDELLIN KM 1 VIA SIBERIA BOGOTA COLOMBIA
PHONE NUMBER 571 8985230

THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:

TC	Protection ¹	Respirator				Cautions and limitations ²
		9510-1	9510-2	9510-3	9510-4	
84A-8118	N95	X	X	X	X	ABCJMNOP

1. PROTECTION

N95 - Particulate Filter (95% Filter Efficiency Level)
Effective against particulate aerosols free of oil;
time use restrictions may apply

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.



DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

NIOSH Reference: TN-22286
Mfr. Reference: NIT149510

Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)
National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)
National Personal Protective
Technology Laboratory (NPPTL)
926 Cochran's Mill Road
Pittsburgh, PA 15236-0070
Phone 412 386 4000
Fax 412 386 4051
November 7, 2018

Ms. Maria Vargas
NITTA Corp. S.A.
AU Medellin (Calle 80) km 1 Via Siberia
Centro Empresarial Los Robles, Bodega 3
Bogotá, Cota Cundinamarca
Colombia

Dear Ms. Vargas:

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) has reviewed your request accepted March 27, 2018. This request was for approval of the model 9510, air-purifying filtering-facepiece respirator for protections against particulates at N95 filter efficiency level in four color variants designated by part numbers 9510-1 (white), 9510-2 (black), 9510-3 (blue), and 9510-4 (green). The complete respirator configuration is detailed on assembly matrix, file name *149510AM9.xlsx*, revision 9, dated: 03-20-18.

Non-conformance issues observed during the site qualification conducted at your facility in Bogota, Colombia on September 12, 2018, are deemed to have been resolved. Your response to the Corrective Action Request (CAR), specifically CAR 22286-01, has been accepted.

This request is granted. Approval is granted only for documentation written in the English language. It is the manufacturer's responsibility to correctly translate materials desired to be produced in languages other than English. Approval number TC-84A-8118 has been assigned. This respirator is approved for protection against particulates at N95 filter efficiency level.

NIOSH has also reviewed the quality manual file name, *149510QMr.pdf*, version 18, dated Mar-20-18, presented and finds that this manual meets or exceeds the minimum technical requirements for quality assurance plans as outlined in Title 42, *Code of Federal Regulations* (CFR), Part 84.41(a) and, on the basis of this review, this quality manual is accepted.


The final respirator approval label is included as an attachment to this letter. The abbreviated labels have been accepted as submitted. The cautions and limitations which apply to this approval are on the approval label. Only those assemblies affected by this request, or where new approval numbers are assigned, apply to this approval action. Production approval labels cannot include information on unapproved configurations.

The approved assembly consists of the parts as listed on the approval label and the assembly matrix. Parts are to be marked with the numbers indicated on the approval label in a legible and permanent manner (marking cannot be removed without evidence of its previous presence).

This certificate of approval is not an endorsement of the respirator by NIOSH, and such endorsement shall not be stated or implied in advertisements or other publicity. However, you may publicize the fact that this respirator has met the requirements of Title 42, *Code of Federal Regulations*, Part 84 (42 CFR 84).

No changes may be made to any respirators and accompanying documentation without prior written approval of NIOSH. Requests for changes must be submitted to NIOSH and a modification of this approval must be granted before changes are made.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jeffrey Peterson', with a long horizontal flourish extending to the right.

Jeffrey Peterson
Chief, Conformity Verification and
Standards Development Branch

Enclosures

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN				
EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES
Comercial	Display	Cartón plastificado	18 x 7 x 10 cm	50 tapabocas
Embalaje	Caja	Cartón	52 x 38 x 30 cm	2000 tapabocas

INSTRUCCIONES DE USO
1. Lavar las manos antes de ponerlo después de utilizarlo. 2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente de la nariz a la boca. 3. Coloque las tiras elásticas en la parte posterior de las orejas. 4. Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal y moldee el ajustador. 5. El tapabocas debe usarse lo ms ajustado posible.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales. Comodidad para uso prolongado. Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos y/o sangre. No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad. Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar en el usuario. Permite respiración normal. Práctico empaque que permite mayor asepsia del producto antes de su manipulación. No es toxico.


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE	TAPABOCAS DESECHABLES DE ELÁSTICO Y TRES CAPAS CON FILTRO
DESCRIPCIÓN	Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.
USOS	Este producto de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, medico, laboratorios y profesionales de la belleza.
PRESENTACIÓN	Display de 50 unidades. Caja de cartón por 40 displays o 2000 unidades.

COMPOSICIÓN	
COMPONENTE	FUNCIÓN
CUERPO DEL TAPABOCAS	Compuesto de: 2 capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.
ELÁSTICO DE SUJECIÓN	Sostener en forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
SOPORTE NASAL	Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.

PROPIEDADES FÍSICAS				
MATERIAL	Tela no tejida 1 ra CAPA-(35gr-50gr) 2 da CAPA-(17gr) 1 ra CAPA-(35gr-50gr)	COLOR	Azul y blanco	DIMENSIONES
GRAMAJE				9,5 cm ancho x 17,5 cm largo
OTROS				

					SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL		
	<u>FICHA TÉCNICA – LIFE 1095</u>				SGA	SGS	SGC
							X
DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA EMISIÓN	FECHA ACT.	ACTUALIZACION	VIGENCIA DESDE		PAGINA
PD-CAL-002-1	15/08/2009	12/05/2010	12/09/2010	2	12/09/2010		1 DE 3

FICHA TÉCNICA



1. Referencias del respirador:

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
Life1095	Respirador Color Blanco

2. Identificación y empaque:

	Marquillado	Empaque
Función:	Permite identificar el lote para realizar trazabilidad del producto, la referencia del respirador y el número único de identificación de NIOSH TC 84A-5350 garantía de la certificación.	✓ ✓ ✓ Empaque Individual. Empaque de 25 unidades Caja Máster 2.000 und Peso: 21 Kg Medias: 56 cm x 50cm x 61cm

						SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL		
	<u>FICHA TÉCNICA – LIFE 1095</u>					SGA	SGS	SGC
								X
DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA EMISIÓN	FECHA ACT.	ACTUALIZACION	VIGENCIA DESDE		PAGINA	
PD-CAL-002-1	15/08/2009	12/05/2010	12/09/2010	2	12/09/2010		2 DE 3	

3. Empaque individual

La presentación en empaque individual con cierre hermético trae impresa la información del uso y la verificación de ajuste para capacitar al usuario la forma correcta de uso del respirador antes de exponerse al riesgo.

INSTRUCCIONES



Instrucciones de Ajuste a seguir cada vez que use el respirador:

1. Sostenga el respirador en la mano, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de sus manos.



2. Coloque el respirador cómodamente debajo de su barbilla y contra el puente de la nariz.



3. Tire de la banda superior sobre su cabeza, colocándola en la corona de su cabeza. Tire de la banda inferior sobre su cabeza y colóquela debajo de las orejas.



4. Con las dos manos, moldeee el clip nasal a la forma de la nariz y la zona de las mejillas. Apretarlo con una sola mano puede causar un mal ajuste, lo cual reduce la eficacia de desempeño del respirador.



APROBADO NIOSH

LIFE 1095 - N95

TC 84A-5350

PRECAUCION



Esta mascarilla ayuda a proteger contra ciertas partículas. El uso incorrecto puede causar enfermedad o muerte. Véase la etiqueta de aprobación NIOSH para más información. Para uso profesional de este respirador como parte de un programa de respiradores de OSHA, cada individuo debe pasar una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa.

5. VERIFICACION DE AJUSTE: Coloque ambas manos sobre el respirador. Inhale con fuerza. Tenga cuidado de no alterar la posición del respirador. Se debe sentir una presión negativa (la máscara tiende al colapso). Si no, o si hay fugas de aire alrededor de los bordes del respirador, vuelva a colocar el respirador y a ajustar las bandas a la cabeza para un mejor ajuste. Si no es posible sellar adecuadamente el Respirador con las manos y no puede conseguir un ajuste adecuado, NO UTILICE ESTE RESPIRADOR.

4. Componentes y funciones del respirador:

Componente	Banda de Ajuste x 2	Filtro:	Capa de tela interna y externa	Interlon:	Lámina Galvanizada
FUNCION:	Garantiza el balance en la cabeza y eficiencia en la protección de partículas suspendida. Se utilizan elásticos con un porcentaje de algodón para garantizar la comodidad.	Medio Filtrante electrostático de alta especificación para retención superior al 95% de partículas suspendidas en el aire de concentraciones < 10 TLV	Garantiza la textura y presentación del respirador, este material es hipoalergenico no causa irritación al contacto con la piel y provee una sensación de suavidad y comodidad.	Garantiza la textura y cuerpo del respirador lo hace rígido y proporciona de igual forma un material adicional de protección.	Garantiza ajuste en la parte superior del respirador sobre la nariz del usuario, evita la penetración de polvos permite la horma a la nariguera, es interna para evitar riesgo de desprendimiento.

						SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL		
	FICHA TÉCNICA – LIFE 1095					SGA	SGS	SGC
								X
DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA EMISIÓN	FECHA ACT.	ACTUALIZACION	VIGENCIA DESDE	PAGINA		
PD-CAL-002-1	15/08/2009	12/05/2010	12/09/2010	2	12/09/2010	3 DE 3		

5. Normas referenciadas en la fabricación de respiradores *:

NORMA	NOMBRE	OBJETIVO
42 CFR Parte 84 Dispositivos de Protección Respiratoria	DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional - NIOSH Título 42 del Código de Regulaciones Federales, Parte 84	Certificar el nivel de retención de la respiración: N-95 Filtro de partículas (95%) (nivel de eficiencia del filtro) Eficaz contra los aerosoles de partículas libres de aceite, las restricciones de uso en el tiempo
NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC) 3852	"Higiene y seguridad: criterio para selección y uso de equipo de protección respiratoria parte 2. Equipos de protección respiratoria contra partículas"	Establece requisitos de materiales, limpieza y desinfección, simulación de uso, resistencia a temperatura, penetración, resistencia a la respiración, inflamabilidad; arnés de la cabeza, conectores, válvulas de exhalación, marquillado y rotulado.

FIN DEL DOCUMENTO

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

FOTOGRAFIA



NOMBRE

BATA QUIRURGICA MANGA LARGA DESECHABLE

DESCRIPCION

BATA PARA AISLAMIENTO, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, NO TEJIDA SMS DESECHABLE, ESTERIL Y LIBRE DE LATEX

SELLA PERFECTAMENTE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZARSE UN AJUSTE EN LA PARTE TRASERA DEL CUELLO

AJUSTE FIRME EN LA PARTE DE LA CINTURA

AJUSTABLE DESDE LA PARTE POSTERIOR

DISPONIBLE

MANGAS LARGAS, PUÑOS ELASTIZADOS Y/O TEJIDOS

USO

USO HOSPITALARIO QUIRURGICO O AISLAMIENTO

ESTANDAR AAMI NIVEL 1 -2 Y 3

COMPOSICION

MATERIAL

TELA SMS NO TEJIDA QUIRURGICA

GRAMAJE

40 GRS

PROPIEDADES FISICAS

COLOR

BLANCO - AZUL

DIMENSIONES

LARGO BATA: 1.20 x 140 MTS LARGO MANGA 0,70 CM

TAMAÑO

EXTRA-GRANDE / SEGÚN REQUERIMIENTO

PRESENTACION

EMPAQUE

EMPAQUE PLASTICO INDIVIDUAL



FICHA TÉCNICA
MASCARA TRASLUCIDA
ANTIFLUX PET25

Código: FT-3-01 Date: 03/2020 Versión: 01

Referencia

CARETA.ANTIFLUX 25

Descripción de la pieza


Careta cuya pantalla es fabricada en PET CAL 25

Aplicación

Careta de protección antifluidos y anti-objetos extraños, con potencialidad de ser utilizada en sectores industriales y de la salud

Recomendaciones antes del Uso

Se sugiere realizar pruebas según sea la aplicación a la que será sometida el producto. El uso del producto determinará la vida útil del mismo.



Condiciones de almacenamiento

La careta de protección no debe ser expuesta a fuentes de calor cercanas ni rayos solares de manera directa, adicional debe estar protegido de la humedad y evitar contaminación con material particulado como polvo. Para su almacenamiento debe estar cubierto con bolsas y dentro de la caja, tal como se entrega de fábrica



Especificaciones de unidad de empaque

Bolsa plástica en PEBD, caja individual de cartón (12 caretas por caja) y caja master de cartón (9-9 cajas individuales).

General

El comportamiento real del producto, dado a su aplicabilidad, podrá ser evidenciado en las instalaciones del cliente.

Creating, Developing and Delivering Solutions

www.alcance-group.com/ Tel: +57 4 2040299

Calle 43A # 11A - 44 Piso 2 - Edificio Regus, Medellín - Colombia